

CM 2-PA-VAL-MS - Testapparaatadapter

2905265

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905265>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

CHECKMASTER 2-testadapter voor de productserie VAL-MS



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2905265
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	CLB122
Productcode	CLB122
GTIN	4055626056586
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	664,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	525 g
Douanetariefnummer	90309000
Land van herkomst	DE

CM 2-PA-VAL-MS - Testapparaatadapter

2905265

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905265>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

bouwworm	adapter
----------	---------

Interfaces

Data

uitvoering testadapter	VAL-MS
------------------------	--------

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
	zilverkleurig

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

CM 2-PA-VAL-MS - Testapparaatadapter

2905265

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905265>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27170192
ECLASS-15.0	27170192

ETIM

ETIM 10.0	EC002495
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl